

## ■操作手順

1. 容器から専用センサーを取り出します。



2. 専用センサーを機器本体に装着します。



3. 専用センサーの持ち手部分を折り曲げます。



4. 指先を消毒し、穿刺器具などを用いて血液を出します。



5. 専用センサーの折り曲げた持ち手部分をガイドに指先を血液点着部分に付け、測定が始まります。



6. 約5秒で測定結果がカラー液晶画面に表示されます。



7. 使用後の専用センサーは、ワンプッシュで取りはずせます。



以上